

Nyt i Blodprøvebooking

Marts 2019

Opsætning til Kaldeskærm/TV-skærm



Under Opsætning vælges menupunkt "TV-skærm Layout".



Under opsætningen er det muligt at tilføje flere skærme på en lokation.

Skærm layout		
Opret nyt		
FSted	FSkaermNavn	Layout
Slagelse	Kaldeskærm 1	Lille
		Ret Slet

Dette betyder, at du kan dele informationerne op, så de vises på flere skærme. Du kan f.eks. sætte én skærm til kun at vise beskeden: "Gå til prøverum" og en anden skærm til at vise video, andre beskeder osv.

Opsætning til layout for kaldeskærm/TV-skærm

Der er to typer af layout, som du kan vælge mellem:

- ML layout - som anbefales til skærme under 55"
- Stort layout - som anbefales til skærme på 55" eller derover

Du kan dog stadig vælge "ML layout" til en skærm på eller over 55". Dette bør vurderes ud fra lokalets udformning, patientens afstand til skærmen osv.

ML layout

Du kan vælge:


1. Gå til prøverum (Indkalde numre)
2. Beskeder

1. Hvis du har valgt at vise "Gå til prøverum (Indkalde numre)", så kan du vælge om teksten vises i enten sort eller hvid. Her kan du imødekomme patienter, som skal se numrene på en skærm, som hænger langt væk.

Du kan vælge at placere "Gå til prøverum (Indkalde numre)" i venstre eller højre side.

Vores øjne starter altid med at læse fra venstre side, derfor anbefaler DMDD A/S at placere "Indkalde numre" i venstre side.

2. Du kan vælge at vise beskeder på kaldeskærmen ved at sætte flueben i Beskeder. Beskederne oprettes under Opsætning -> Beskeder på kaldeskærm. Her kan du oprette nye eller redigere i eksisterende beskeder:



Layout for mellemstor skærm

Indstillinger

● Vælg mellemstor skærm Layout

Gå til prøverum (Indkalde numre)

Venstrestillet numre Højrestillet numre

Sort tekst **988** Hvid tekst **988**

Beskeder

The image shows a screenshot of the 'Beskeder på kaldeskærm' (Messages on call screen) page. It features a table with columns for FSted, FNavn, FSted, FFraDatoTid, FTILDatoTid, and FBesked. There are also 'Ret', 'Vis', and 'Slet' buttons for each row.

FSted	FNavn	FSted	FFraDatoTid	FTILDatoTid	FBesked	Ret	Vis	Slet
Ringsted	Normal	Aktiv	2019-01-15 15:00	2020-01-20 15:00	<ht style="color:red">Vi holder lukket resten af dagen</ht>	Ret	Vis	Slet
Slagelse	Besked2	Aktiv	2019-01-17 00:00	2020-01-20 15:00	<ht>Vi har problemer...</ht>	Ret	Vis	Slet

Stort layout

Du kan vælges:

1. Gå til prøverum (Indkalde numre)
2. Beskeder
3. Video

1. Hvis du har valgt at vise "Gå til prøverum (Indkalde numre)", så kan du vælge om teksten vises i enten sort eller hvid. Her kan du imødekomme patienter, som skal se numrene på en skærm, som hænger langt væk.

Du kan også vælge at placere "Gå til prøverum (Indkalde numre)" i venstre eller højre side.

Vores øjne starter altid med at læse fra venstre side, derfor anbefaler DMDD A/S at placere "Indkalde numre" i venstre side.

2. Du kan vælge at vise beskeder på kaldeskærmen ved at sætte flueben i Beskeder. Beskederne oprettes under Opsætning -> Beskeder på kaldeskærm. Her kan du oprette nye eller redigere i eksisterende beskeder.

3. Du kan sætte et flueben i "Video", så en informationsvideo vises på skærmen. Informationsvideoen forklarer patienten, hvordan man selv kan logge ind på blodprover.dk og booke en tid til prøvetagning.

Layout for stor skærm

Indstillinger

● Vælg stor skærm Layout

Gå til prøverum (Indkalde numre)

Venstrestillet numre Højrestillet numre

Sort tekst **988** Hvid tekst **988**

Beskeder

Video