

WebReq

Hjælp til egne analyser i WebReq



Indhold

1. Forord.....	3
2. Oprettelse af egne analyser	4
3. Redigér egne analyser	5
4. Sletning af egne analyser	5
5. Kontakt os	6


1. Forord

I denne vejledning vises, hvordan man opretter Egne analyser, dvs. målinger som foretages i egen praksis.

Egne analyser kan oprettes i modulet klinisk biokemi eller modulet Laboratoriemedicin.

Egne analyser oprettes ud fra en liste af nationale lægeanalyser, der har nationale koder samt de tilhørende officielle analysenavne.

I kataloget "Egne analyser" vises det langnavn og koden med mouseover.



Egne analyser er på PrøveTagningsBlankettet (PTB) tydelig markeret med sort prik, til højre for glas etiketten.



2. Oprettelse af egne analyser



I funktionsbjælken nederst vælges "Rediger egne analyser".



Marker den ønskede analyse fra listen så der fremkommer et flueben efter analysenavnet. Ved fortryd klik igen på analysen og fluebenet fjernes.



Den valgte analyse vises nu i listen af "Egne analyser". Ved hjælp af pilene kan analysernes rækkefølge ændres.



I "Analyseoplysninger" ses en default opsætningen. Egenskaber kan tilrettes hvis nødvendig. Se nedenfor.



Klik på "Gem egne analyser" for at gemme rettelserne. Klik på "Tilbage til rekvisitionen" for at afslutte.

Analyseoplysninger der kan redigeres:

Glasgruppe: Analyser med samme tal/navn kan tages i samme glas.

Glasgruppenavn: Er navnet som ses på etiketten.

Glastype: f.eks. Rød 6, (ses på etiketten).

Antal glas/etiketter: Antal etiketter der udskrives.

ARB-Prompt: Skrivefelt på PTB (PrøveTagningsBlanket) til analyseresultatet.

ANALYSEOPLYSNINGER	
Analysenavn	AKUT
Kode	NLA00113
Glasgruppe	AKUT
Glasgruppenavn	AKUT,eget
Glastype	
Antal glas / etiketter	1
ARB - prompt	<input type="checkbox"/>

Stregkodeformatet til etiketten kan være rekvisitionsnummeret eller CPR-nummer. Kontakt **WebReq support**, hvis stregkoden skal ændres.

3. Redigér egne analyser

NATIONALE LÆGE ANALYSER

EGNE ANALYSER

ANALYSEOPLYSNINGER

• Ny rekvisition • Import KKA profiler • Opret/rediger profiler • Udtræk profiler • Redigér egne analyser



I funktionsbjælken nederst vælges "Redigér egne analyser".



Marker den analyse, som skal redigeres i listen "Egne analyser".



Ved hjælp af pilene kan analysernes rækkefølge ændres. Analyseoplysninger kan redigeres.



Klik på "Tilbage til rekvisitionen" for at afslutte.
Klik på "Gem egne analyser" for at gemme rettelserne.

4. Sletning af egne analyser

NATIONALE LÆGE ANALYSER

EGNE ANALYSER

ANALYSEOPLYSNINGER

• Ny rekvisition • Import KKA profiler • Opret/rediger profiler • Udtræk profiler • Redigér egne analyser



I funktionsbjælken nederst vælges "Redigér egne analyser".



Klik på analysen i listen "Nationale lægeanalyser".



Vælg "Ja" i dialogboksen for at gennemføre. Ved fortryd klik på "Nej".



Klik på "Gem egne analyser" for at gemme rettelserne.
Klik på "Tilbage til rekvisitionen" for at afslutte.

5. Kontakt os

Du kan altid kontakte os, sådan som det passer dig bedst uanset om du vil ringe eller skrive til os.

Online support

Telefon: 7572 0177

E-mail: webreq.support@synlab.com

Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00

Fredag kl. 8.00-14.00

Øvrige henvendelser:

SYNLAB Medical Digital Services A/S

Storhaven 12

7100 Vejle

Danmark

Telefon: 7879 7575

Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00

Fredag kl. 8.00-14.00

Hjemmeside:

www.smds.dk

Lukkedage

Juleaftensdag, Juledag, 2. juledag

Nytårsaftensdag, Nytårsdag

Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. påskedag

Store bededag

Kristi Himmelfartsdag

Pinsedag, 2. pinsedag