

WebReq

Hjælp til profiler i WebReq



Indhold

1. Forord	2
2. Gennemgang af klinik profiler	3
2.1 Klinik profiler	3
2.2 Oprettelse af klinik profiler	3
2.3 Profil oplysninger	4
2.4 Rediger profil oplysninger	5
2.5 Tilføj analyse / Fjern analyse	6
2.6 Slet profil	6
2.7 Visning grupperede profiler - profiler (Alle)	7
2.8 Oprettelse af en gruppeprofil	7
2.9 Flyt profil	8
3. Gennemgang af laboratorie profiler	8
3.1 Laboratorie profiler	9
3.2 Udvælg favoritliste fra laboratorieprofilerne	9
3.3 Nationalt anbefalede profiler	9
4. Support	10

1. Forord

I denne vejledning vises, hvordan du opretter klinik profiler.

Profiler er en hjælp til at bestille kombinationer af analyser, på en let og hurtig måde.

Klinikprofiler oprettes og sammensættes af klinikken selv i laboratoriemedicin.

I laboratoriemedicin kan du oprette profiler til klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi og klinisk patologi. Disse profiler kan være tilgængelige for alle i klinikken eller gøres bruger- eller patientspecifikke.

Laboratorie profiler derimod, tilbydes af laboratoriet og kan ikke redigeres. Ved at benytte profiler (alle), får du mulighed for at vælge blandt laboratoriets profiler og flytte dem over til klinikkens egne profiler.

Nationale anbefalede profiler ses sammen med laboratorieprofilerne og kendetegnes ved et ikon til venstre for profilen. Et klik på ikonet, fører brugeren over til DSAM-hjemmeside.

Der findes to skærmbilleder til visning af profiler: Klinik profiler (en standardvisning) og Profiler (alle).

2. Gennemgang af klinik profiler

2.1 Klinik profiler

Klinikken kan oprette egne klinik profiler (pakker). Ved at benytte profiler vil det være hurtigere at rekvirere de analysekombinationer, som du oftest bruger.

Samme profil kan indeholde analyser fra flere laboratoriespecialer og en profil kan indeholde mange analyser eller blot en enkelt analyse.

I oversigten vises patientprofiler øverst og skrevet med **FED**. Dernæst vises klinikprofilerne, som tilhører ens fortrukne kliniske biokemiske laboratorium.



Ved at føre musen hen over profilnavnet fremkommer en dialogboks med oplysninger om:

- Fra hvilket laboratorium analyserne er valgt.
- Analyserne samt i hvilket katalog de er tilknyttet.

	Praksis SWebReg Test5 (123456) m	m Pe sidste 4 i	uger - Alle gemte - WebPatient Arkiv		
	Patient Nancy Berggren, 251248-	(n) 70 år • Sendte (33)	 Ge<u>m</u>te (19) Hotel (33) Tilbagesvar (76 a) 	82)	– Ønsker til WebReq
Laboratorium Hent nyheder fra laboratoriet [Holback, Sygehus Vestsjælland Klinik profiler Vælg Vælg V	F [[[[Prevetagningstid 3 september 2019 📰 12:32 🗼 aboratorie profiler Vælg		Rekvisitionstype Prøve indsendes	~
			NI.		
		REKVISITION: LABORATORIEMEDICIP	N		
Næste 💟 Udfør 🔝 Skemavisning 🚽 Gem 🛹 Hotel 🔛	Nulstil 🛐 Laboratoriesvarportalen		das 🤬	Pris 🛐 Oplysninger 📎 Advis Reitereringer 🔽	Interval (dage)
SØG:	🛸 KLINIK PROFI	LER		LABORATORIE PROFILER (ALLE)	*
- KLINISK BIOKEMI			Væsketal	Homocystein ny nancy	
Digoxin;P	📮 🛐 🝖 📄 Laboratoriemedicin		Sm Laboratoriemedicin	Gravide	
🗢 Lamotrigin;P	🗉 👒 📋 🗌 Gonore kvinde		orol Vaskotal	Lipid og glc-status	
🗢 Netilmicin;P	🛐 🔹 🔲 🛄 Osteoporose K		Ny Vasketai	Levertal	0 🕸
😕 Hæmoglobin;B	🔲 🗊 🛤 🐃 📋 🛄 Diagnostisk pakk	eforløb	MR Hæmatologi Hæmoglobin:B	Hæmatologi	
Trombocytter,B	A 📚 🔲 Osteoporose M		1.N Væske- og elektrolytbalance	Væsketal	
😕 Natrium;P	🗊 🔮 🐑 🔲 🗖 Chlamydia		@B Kreatinin;P	A Muskelsmerter	
VÆLG ANDRE ANALYSER	Væsketal	Hol	Ibæ Kalium;P Karbamid:P	Nyresygdom	
* KLINISK MIKROBIOLOGI	Demens		hyp	Meget ny profil	
+ PATOLOGI	2. Nydiagnostiser	et TYPE II	Fertilitetsudred (M) med lang lang tekst	🗌 🤗 Lipider, kontrol	
A CONE ANALVOED	d vitamin		Darteer deper		

Ændre profilernes rækkefølge:

Du kan ændre profilernes rækkefølge ved hjælp af træk og slip-metoden, hvor du markerer én profil og trækker den til en anden placering.

Bemærk: Profilerne kan KUN flyttes rundt i samme gruppe.



Når der skrives en tekst i **Information** ved oprettelse eller senere ved redigering af profilen, vises et blåt informationstegn ved profilen.

Ved at føre musen hen over det blå informationstegn vises teksten fra Info-feltet.

2.2 Oprettelse af klinik profiler

	Praksis Patient	📝 WebReq test læge (123456), z Nancy Berggren, 251248-	ze 71 år	De sidste 4 uger Alle gemte Webl Sendte (71) Gemte (0) Hotel (44)	Patient Arkiv ■ Tilbagesvar (116 af 130)
Laboratorium <u>Hent nyheder fra laboratoriet</u> Odense, Afd. KBF Klinik profiler [Ny profil]		П			
Gem profil 🐗 Tibage til rekvisition SØG: Angiv søgeord 📧	PROFIL OPLYS	SNINGER	LABORATORIEMEDICIN: OPRETTE	E / REDIGERE PROFILER	ANALYSER
- KLINISK BIOKEMI Natirum,P Kalium,P Kalum,P Heemoglobin,B KuliniSK MIRROBIOLOGI PATOLOGI PATOLOGI PATOLOGI CUMPANALYSER KLINISK MIRROBIOLOGI PATOLOGI VEED ANALYSER VEED ATTENT	Profilnavn: Information: Brugerspecifik() Patient profil: Overskrift	Standard tjek			Hæmatologi Hæmoglobin;B (OUK) Enytrocytter;B (OUK) Væske- og elektrolytbalance Ø Nathum;P (OUK) Ø Kalium;P (OUK)
Support .					Udtræk profiler

Klik på **Opret/rediger profiler** i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet

Opret/rediger profiler

[Ny profil] er valgt fra drop-down listen. Vælg de analyser som skal indgå i profilen fra menuen til venstre. Brug eventuelt søgefunktionen. De valgte analyser ses under **ANALYSER**, til højre i skærmbilledet.

Ved fortryd af et analysevalg fjernes fluebenet ved analysen til højre i skærmbilledet.

Profilen skal navngives, når alle analyser, som skal indgå i profilen, er valgt. Giv profilen et sigende navn. Indtast navnet i feltet **Profilnavn**.

I informationsfeltet kan der skrives generelle informationer / beskrivelser til den aktuelle profil. Der vises et blåt informationstegn ved profilen, hvis der skrives i feltet.

Felterne Information, Brugerspecifik, Patientprofil, kan være ubesvaret.

Fakta om disse felter beskrives i afsnittet 2.3 Profil oplysninger

Klik: Gem profil for at gemme den nye profil.

Vælg [Ny profil] fra drop-down listen ved oprettelse af flere profiler.

Klik: Tilbage til rekvisitionen for at afslutte.

2.3 Profil oplysninger

WohPag	Praksis	🥩 WebReq test læge (123456),	ze	De sidste 4 uger = Alle gemte = Web	Patient Arkiv
LABORATORIEREKVISITION	Patient	Nancy Berggren, 251248-	71 år	Sendte (71) Gemte (0) Hotel (44)	 Tilbagesvar (116 af 130)
Laboratorium Hent nyheder fra laboratoriet Odense, Ald. KBF 🔍 Klinik profiler [Ny profil] V Gem profil 🗳 Tilbage til rekvisition			LABORATORIEMEDICIN: OPRETT	e / Redigere profiler	
SØG: Angiv søgeord	PROFIL OPLYS	SNINGER			ANALYSER
- KLINISK BIOKEMI	Profilnavn:	Standard tiek		×	Hæmatologi
🌳 Natrium;P 🤮 😣	Information:				Hæmoglobin:B (OUK)
📩 Trombocytter;B 🤮 🖗	Brugerapeeifik/	. 🗆			Envtrocytter;B (OUK)
🗎 Kalium;P 🤮 😣	Z Brugerspecifik()	· 🗆			Væske- og elektrolytbalance
Hæmoglobin;B	Patient profil:				✓ Natrium;P (OUK)
Rrytrocytter;B	Overskrift				Kalium;P (OUK)
VÆLG ANDRE ANALYSER					
+ KLINISK MIKROBIOLOGI					
+ PATULUGI					
+ UNER DATIENT					
THEFAILER					

Fakta	
Profilnavn:	I feltet indtastes profilens navn.
Information	I Informationsfeltet kan der skrives generelle informationer / beskrivelser til den aktuelle profil. F.eks. <i>"Husk at ringe til hjemmeplejen"</i> . Skrives der i feltet vises et blåt informationstegn ved profilen.
Brugerspecifik profil:	Ønsker du dine private profiler sættes et flueben i boksen. Profilen vil ikke kunne ses af klinikkens andre brugere af WebReq.
Patient profil:	Du kan gøre profilen patientspecifik, hvis profilen kun skal knyttes til denne ene patient. Patientprofiler findes kun på indgangsbilledet i listevisning, disse vises altid øverst i profillisten skrevet med fed skrift.
Overskrift:	I profilvisningen kan der oprettes overskrifter hvor klinik-profilerne kan placeres

2.4 Rediger profil oplysninger

Web Pag	Praksis 🛛 📝 We	ebReq test læge (123456),	De sidste 4 uger Alle gen	emte = WebPatient Arkiv	
LABORATORIEREKVISITION	Patient Nancy	Berggren, 251248	Hotel (44) 🍯 Tilbagesvar (116 af 130)		
Laboratorium <u>Hent nyheder fra laboratoriet</u> Odense, Afd. KBF					
Klinik profiler Standard tjek					
		LABORAT	ORIEMEDICIN: OPRET	E / REDIGERE PROFILER	
📕 Gem profil 🛛 😫 Slet profil 🛛 🖏 Tilbage til rekvisition	- 1				
SØG:	PROFIL OPLYSN	IINGER			ANALYSER
+ KLINISK BIOKEMI	Profilnavn:	Standard tjek			Hæmatologi
+ KLINISK MIKROBIOLOGI	Information:				Hæmoglobin;B (OUK)
+ PATOLOGI	Brugerspecifik/)				 Erytrocytter;B (OUK)
* EGNE ANALYSER	Brugerapeenik().				Væske- og elektrolytbalance
+ WEB PATIENT	Patient profil:				✓ Natrium;P (OUK)
	Overskrift				Kalium;P (OUK)
• Support .					 Udtræk profiler

Klik på Opret/rediger profiler i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet



Vælg den profil, der skal redigeres i Klinik profiler fra drop-down listen.

l Profil oplysninger kan alle felter redigeres.

Det drejer sig om felterne Profilnavn, Information, Brugerspecifik, Patientprofil,

Felterne kan i **Profil oplysninger** være ubesvaret - med undtagelse af Profilnavn.

Klik: Gem profil for at gemme ændringerne.

Klik: Tilbage til rekvisitionen for at afslutte.

2.5 Tilføj analyse / Fjern analyse

	Praksis 🦻 V Patient Nand	VebReq test læge (123456), : cy Berggren, 251248-	ze 71 år	 De sidste 4 uger Alle ger Sendte (71) Ge<u>m</u>te (0) 	nte ^s WebPatient Arkiv Ho <u>t</u> el (44) ^s Tilbagesvar (116 af 130)
Laboratorium <u>Hent nyheder fra laboratoriet</u> Odense, Afd. KBF Klinik profiler Standard tjek					
		LABORAT	DRIEMEDICIN: OPRETT	E / REDIGERE PROFILER	
Gem profil 🔀 Slet profil 🐗 Tilbage til rekvisition					
SØG:	PROFIL OPLYS	ININGER			ANALYSER
KLINISK BIOKEMI KLINISK MIKROBIOLOGI PATOLOGI EGNE ANALYSER WEB PATIENT	Profilnavn: Information: Brugerspecifik() Patient profil: Overskrift	Standard tjek			Hæmatologi Hæmoglobin,B (OUK) Erytrocytter,B (OUK) Væske- og elektrolytbalance Natrium,P (OUK) Kalium,P (OUK)
Support .					Udtræk profiler

Klik på Opret/rediger profiler i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet

Opret/rediger profiler

Tilføj en analyse:

Vælg profilen, der skal redigeres fra drop-down listen Klinik profiler.

Vælg den/de analyser, som skal tilføjes i menuen til venstre. Brug eventuelt søgefunktionen.

Fjern en analyse:



Vælg profilen, der skal redigeres fra drop-down listen Klinik profiler.

Fjern fluebenet ved den/de i analyselisten til højre, som skal slettes fra profilen.

Klik: Gem profil for at gemme ændringerne.

Klik: Tilbage til rekvisitionen for at afslutte.

2.6 Slet profil

Patient Nancy Berggren, 251248 (n) 71 år Sendte (71) Gemte (0) Hotel (44) Tilbagesvar (116 af 130)	
Laboratorium Hent nyheder fra laboratoriet Odense, Afd. KBF v Klinik profiler Standard tjek v	
Bekræft LA	
Gem profil 🔀 Slet profil visition	
SØG: Angiv søgeord D PROFIL OPLYSNINGER ANALYSER	
+ KLINISK BIOKEMI Profilnavn: Standard tjek Hæmatologi	
+ KLINISK MIKROBIOLOGI Information: ✓ Hærnoglobin;B (OUK)	
FATOLOGI Fortexter,B (OUK) Enytrocytter,B (OUK)	
KURP AVALISER Væske- og elektrolytbalance Væske- og elektrolytbalance	
Padent profit. □ ✓ Natrium;P (OUK)	
Overskrift 🗌 🗹 Kalium,P (OUK)	
Support . Udtræk profiler	

Opret/rediger profiler

Klik på **Opret/rediger profiler** i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet



Vælg profilen, der skal slettes fra drop-down listen **Klinik profiler**. Klik: **Slet** og vælg **Ja** i næste dialogboks for at gennemføre handlingen.

Ved fortryd af handlingen klik Nej.

Klik: Tilbage til rekvisitionen for at afslutte.

2.7 Visning grupperede profiler - profiler (Alle)

144.1	Praksis 🥑 Web	Reg Test5 (123456), mm	De sidste 4 uger Alle gemte WebPa	tient Arkiv	
	Patient Nancy B	lerggren, 251248 (n) 70 år	Sendte (34) = Gemte (19) = Hotel (33)	 Tilbagesvar (76 af 83) 	🐸 Ønsker til WebReq
Laboratorium Hent nyheder fra Laboratories Holbaek, Svgehus Vestsjælland V 🖉 = Klinik profiler (Vælg		Prøvetagningstid 4 september 2019 06:26 Laboratorie profiler Vælg	∲ ▽	Rekvisitionstype Prove indsendes	V
		REKVISITION: LABORA	TORIEMEDICIN		
🃫 Næste 💟 Udfør 📰 Skemavisning 📙 Gem 🛹 Hotel 骱 Nut	stil 🛐 L <u>a</u> boratoriesva	arportale		💐 Glas 🦓 Pris 🛐 Oplysninger 📎 Aglvis Reitereringer	✓ Interval (dage)
SØG: Angiv søgeord		🖘 PROFILER (ALLE)			*
- KLINISK BIOKEMI		Patient Profiler	Osteoporose M	profil med wp	
🟓 Lamotrigin;P		Homocystein ny nancy	Væsketal	Ny væsketal	0
* Netilmicin;P		Infektion	Lipid	MRSA screening	
🛸 Hæmoglobin;B		Blandede Profiler	Diabetes	1.Nydiagnostiseret Type II	
Trombocytter;B	• A • 🗌	INR kontrol	Thyreoidea	knæled	
Natrium;P	E 🗛 🗭 🔲	Gravid	Gravid	@BLOK+PROMPT	
VÆLG ANDRE ANALYSER		Fertilitetsudred (K)	Hanne gode overskrift	Gravide	
* KLINISK MIKROBIOLOGI		Fertilitetsudred (M) med lang lang tekst	Chlamydia	Lipid og glc-status	
* PATOLOGI		Anæmiudredning	Gonore kvinde	Yani Test blandet	
+ EGNE ANALYSER		Osteoporose K	årstest	Tjek digoxin	
* WEB PATIENT		Partner donor	d-vitamin	Laboratorie Profiler	

Der er to skærmbilleder til visning af klinikkens profiler:

Standard visning (klinik profiler)

Anden visning (**profiler alle**)

C KLINIK PROFILER

Skift visning:

Klik på ikonet til venstre for teksten KLINIK PROFILER i informationsbjælken for at skifte til anden visning.

Ved at benytte **Profiler alle**, får du mulighed for at oprette overskrifter til sortering af beslægtede profiler. Ved at vælge blandt laboratoriets profiler, får du mulighed for at flytte dem over til egne klinikprofiler.

I PROFILER (ALLE) vises patientprofilerne øverst efterfulgt af klinikkens øvrige profiler under Blandede profiler.

Inden for grupperne kan du ændre din sortering ved hjælp af træk og slip-metoden, hvor du markerer én profil og trækker den til en anden placering.

På brugerens PC gemmes en Cookie, som husker den visning man valgte sidst.

2.8 Oprettelse af en gruppeprofil

Overskriftprofiler er en profiltype med en anden egenskab. Denne type benyttes til at oprette en overskrift til sortering af beslægtede profiler.

	Destrain	N		- Mich Balland Ball	
WebReg	PTAKSIS	webRed Tests (123456), mm	De slaste 4 uger - Alle gemte	e • webPatient Arkiv	
Veoney	Patient Nan	cy Berggren, 251248 (n) 70 år	Sendte (34) Gemte (19)	Hotel (33) 🎴 Tilbagesvar (76 af 83)	🐸 Ønsker til WebReq
LABORATORIEREKVISITION					
Laboratorium Hent nyheder fra laboratoriet					
Holbæk, Sygehus Vestsjælland 🛛 🖌 😉					
Klinik profiler					
Gravid					
		LABORATORIEMEDICIN: OPRETTI	E / REDIGERE PROFILER		
🛃 Gem profil 🛛 🔀 Siet profil 🖓 Tilbage til rekvisition					
SØG.	PROFIL OPLYS	NINGER		ANALYSER	
+ KLINISK BIOKEMI	Profilnavn:	Gravid			
* KLINISK MIKROBIOLOGI	Information:				
* PATOLOGI	internation.				
+ EGNE ANALYSER	Brugerspecifik():				
* WEB PATIENT	Patient profil:				
	Overskrift	\checkmark			
 Support . 				 Udtræk profiler 	

Opret/rediger profiler

Klik på Opret/rediger profiler i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet.



Vælg [Ny profil] fra drop-down listen.

Sæt flueben i Overskrift

Navngiv overskriften i feltet Profilnavn.

Klik: Gem profil for at gemme ændringerne.

Klik: Tilbage til rekvisitionen for at afslutte.

2.9 Flyt profil





Udvælg en eller flere profiler fra listen

Vælg Tilføj nederst i listen for at flytte profiler.

Ved fortryd vælg Annuller.

REKVISITION: LABORATORIEMEDICIN								
🍁 Næste 💟 Udfør 📰 Skemavjsning 闄 Gem 🛹 Hotel 🖺 Nulstil 🛐 Labora	🖁 Glas 🧠 Pris 📗 Oplysninger 📎 Advis Reitereringer	V Interval (dage)						
SØG: Angiv søgeord		F	LYT PROFILER TIL LAB. MEDICIN		*			
KLINISK BICKEM KLINISK MIROBIOLOGI FOATOLOGI GIG GIG	hyp.art årskontrol	Holbæk, Sygehus Vestsjælland	P—Alamintransaminase: kat k (IFCC 2002) = 2 UL, U—Albumin/Creatininum, masseratio = 7 x 10-sup-3-3/sup-, P—Cakciuu (I), stolk, = 7 mmol/L, Prot. (P)—Glykering (non-enzymatisk); egenskabas (I) stor, p. B—Hænoglobin(Fe), stolk, = 7 mmol/L, P—Kalium-ion, stolf = 7 mmol/L, P—Choesterior-friggeried, egenskabas(ilste, proc.), P—Creatininum; stolk, = 7 µmol/L, P—Natrum-ion; stolk, = 7 mmol/L, P—Thyrotropin, arb stolk, (IRF 80:558, proc.) = 7 x 10-sup-3-dsup IUL P—Urat; stolk, = 7 mmol/L,	n profil med wp n Ny væsketal tr MrK5A screening 1 Nydlagnostiseret Type li knælied 2 @BLCK+PROMPT Gravide	*			
	Fertilitetsudred (M) med lang lang tekst Partner donor	Holbæk, Sygehus Vestsjælland Holbæk, Sygehus Vestsjælland	Kønscelledonor til partner Kønscelledonor til partner, B—Thrombocytter, antaik. = ? × 10 ⁹ /L	Upid og gic-status Vani Test blandet Trjek digoxin broatorie Profiler Meget ny profil				
	_	* cotojconana		1 ipider kontrol	×			

3. Gennemgang af laboratorie profiler

3.1 Laboratorie profiler

	Praksis 🥏 WebB	Rea test læae (1234	156), mm	De sidste 4 uger Alle gemte WebPatient Arkiv		
	Patient Nancy Be	erggren, 251248-	(n) 70 år	Sendte (65) Gemte (18) Hotel (54) Tilbagesva	r (292 af 306)	📕 Ønsker til WebReq
Laboratorium Hent nyheder fra laboratoriet Vejle Sygehus V			Prøvetagningstid 4 september 2019 10:54	¢		
Klinik profiler Vælg			Laboratorie profiler Vælg	V	Rekvisitionstype Prøve indsendes	~
			REKVISITION: LABORA	TORIEMEDICIN		
🌳 Næste 💟 Udfør 🔝 Skemavisning 📙 Gem 🛹 Hotel ి N	ulstil 🛐 L <u>a</u> boratoriesva	rportalen			💑 Glas 📗 Oplysninger 📎 Advis Reitereringer 💽	Interval (dage)
SØG: Angiv søgeord		🖘 KLINIK PRO	FILER		LABORATORIE PROFILER (ALLE)	*
- KLINISK BIOKEMI		Anæmi			z-Projekt Sundhedstjek	
Erytrocytvol. rel. spredning;Erc(B)	🗛 🗭 🗌				Colon irritab/diarre/IBD, fæces	
Rrytrocytter,B	🛤 🛸 🗌				Galactica Alternative Alternat	
Erytrocytvolumen (middel) [MCV];B	🛤 🛸 🗌				Bariatri	
Hydrogencarbonat (standard);P	۰ 🗧				Allergi, skimmelsvampe-panel	
asofilocytter;B	۰ ا				Demens	
Eosinofilocytter;B	A 🌳 🗌				Fertilitetshenvisn,M	
VÆLG ANDRE ANALYSER					🗌 🎯 Diabetes, årskontrol, urin	
* HÆMATOLOGI					DD2	



Det er muligt for de kliniske laboratorier at oprette en liste med de profiler laboratoriet anbefaler.

Laboratorieprofiler kan IKKE redigeres.

Alle laboratoriets anbefalede profiler vises i en liste til højre for klinikkens profiler.

Når laboratoriet har oprettet eller redigeret en laboratorieprofil, vil disse være markeret med en **sort** stjerne. Læger som vælger kun at få vist udvalgte (favoritter) laboratorieprofiler, vil altid få de rettede og nye profiler vist.

3.2 Udvælg favoritliste fra laboratorieprofilerne

WebReq	Praksis 🧭 WebReq test læge (123456), mm		De sidste 4 uger Alle gemte WebPatient Arkiv				
	Patient Na	ancy Berggren, 251248-9996 (n) 70 år	Sendte (65) Gemte (18) Hotel (54) Tilbagesvar (292 af 306)		💴 Ønsker til WebReq		
LABORATORIEREKVISITION							
Laboratorium Hent nyheder fra laboratoriet		Prøvetagningstid					
Vejle Sygehus 🔽 🕙 🐸		4 september 2019 10:54	•				
Klinik profiler		Laboratorie profiler		Rekvisitionstype			
Vælg 🗸		Vælg	~	Prøve indsendes	~		
REKVISITION: LABORATORIEMEDICIN							
🔷 Næste 💟 Lutfør 🔠 Skemavjsning 🚽 Gen 📣 Højel 🆺 Nutstil 🛐 Laboratoriesvarportalen							
SØG: Angiv søgeord		😴 KLINIK PROFILER		LABORATORIE PROFILER (AL	*		
- KLINISK BIOKEMI		Anæmi		z-Projekt Sundhedstjek	× 🖈		
Erytrocytvol. rel. spredning;Erc(B)	A 1	e 🗌		Colon irritab/diarre/IBD, fæces			
Erytrocytter;B	A 1	🗭 🗌		Osteoporose			
Erytrocytvolumen (middel) [MCV];B	A 1	🗢 🗌		Bariatri			
Hydrogencarbonat (standard);P		۰ -		Allergi, skimmelsvampe-panel			
Rasofilocytter;B		۰		Demens			
Eosinofilocytter;B	A 1	🗢 🗌		Fertilitetshenvisn,M			
VÆLG ANDRE ANALYSER				🗌 a Diabetes, årskontrol, urin			
* HÆMATOLOGI				DD2			



Ved alle laboratorieprofilerne findes en grå stjerne. Når der klikkes på denne, ændres farven til gul og profilen er derved valgt som en favorit. Alle favoritprofilerne vises øverst i oversigten med laboratorieprofiler.

Inden for grupperne kan du ændre din sortering ved hjælp af træk og slip-metoden, hvor du markerer én profil og trækker den til en anden placering.

Ved klik på den grå stjerne til højre for titelteksten **Laboratorie profiler** vises kun profilerne som er valgt som favoritter i oversigten.

3.3 Nationalt anbefalede profiler

Laboratorieudvalget under Dansk Selskab for Almen Medicin har oprettet anbefalede profiler, som laboratorierne har mulighed for at oprette i WebReq.

	Praksis 🥑 W	VebReg test læge (1234	56), mm	De sidste 4 uger Alle gemte VebPatient Arkiv				
	Patient Nanc	y Berggren, 251248-	(n) 70 år	Sendte (65) Gemte (18) Hotel (54) Tilbagesvar (292 af 306))	🐸 Ønsker til WebReq		
Laboratorium Hent nyheder fra laboratoriet Vejle Sygehus Vilinik profiler			Prøvetagningstid 4 september 2019 10:54		Rekvisitionstyne			
Vælg 🗸			Vælg	×	Prøve indsendes	~		
	REKVISITION: LABORATORIEMEDICIN							
🍁 Næste 💟 Udfør 🔝 Skemavisning 📙 Gem 🛹 Hotel 🐒 N	ulstil 🛐 L <u>a</u> boratorie	esvarportalen		💐 Gla	🛛 🗾 Oplysninger 📎 A <u>d</u> vis Reitereringer 🗌	V Interval (dage)		
SØG: Angiv søgeord		🔁 KLINIK PRO	FILER		LABORATORIE PROFILER (ALLE)	*		
- KLINISK BIOKEMI		Anæmi			z-Projekt Sundhedstjek			
Erytrocytvol. rel. spredning;Erc(B)	A 🗭				Colon irritab/diarre/IBD, fæces			
Erytrocytter;B	A 🗭				Osteoporose			
Erytrocytvolumen (middel) [MCV];B	A 🗭				Bariatri			
Hydrogencarbonat (standard);P					Allergi, skimmelsvampe-panel			
Basofilocytter;B					Demens			
Eosinofilocytter;B	A 🗭				Fertilitetshenvisn,M			
VÆLG ANDRE ANALYSER					🗌 🧟 Diabetes, årskontrol, urin			
+ HÆMATOLOGI					DD2			



De nationale anbefalede profiler vises sammen med laboratoriets profiler.

De nationale anbefalede profiler kan kendes fra de øvrige profiler ved at der til venstre for profilens navn vises et ikon. Ved klik på ikonet skiftes til DSAM-hjemmeside, hvor hele listen med de nationale anbefalede profiler vises. http://www.dsam.dk/flx/kvalitet/laboratorieomraadet/laboratorieprofiler

4. Support

Klik på Support i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet.

Nu åbnes SYNLAB Medical Digital Services's hjemmeside.

På vores hjemmeside kan du også finde:

- Vejledninger
- Nye opdateringer.
- Liste over indkomne ønsker til funktioner og forbedringer i WebReq
- Liste over funktioner og forbedringer, der udvikles i den næste opdatering af WebReq.
- (WebReq opdateres 2 gange om året i juni og i december måned).

Ved Generelle spørgsmål til WebReq

Kontakt venligst WebReq Online Support på tlf.: 7572 0177

Mandag – torsdag	kl. 08.00 – 15.00
Fredage	kl. 08.00 – 14.00

Advisering

Du kan tilmelde dig vores adviseringsservice på sms og/eller e-mail. Er du tilmeldt vil du blive adviseret, hvis der er driftsproblemer. Tilmelding kan ske www.smds.dk under Kontakt -> Advisering

Er WebReq ude af drift, vil dette også være oplyst på vores hjemmeside www.smds.dk Her vil status løbende blive opdateret.